

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Aquaporina-8 (Aqp8) Para Wb, If/Icc, Elisa - O94778

Número de artículo: CM0028816

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-AQP8 validado para WB, IF/ICC, ELISA; reacciona de forma cruzada con humano, ratón, rata. Ideal para estudiar el transporte de agua y peróxido de hidrógeno por la aquaporina-8, la secreción biliar y la función mitocondrial. Peso molecular predicho ~27 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo AQP8
Observaciones/Alias	AQP-8; AQP8
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	343
ID del Gen	343
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 100-200 de la AQP8 humana (NP_001160.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O94778
Peso Proteico	27kDa
Envío	Bolsa de hielo