

Anticuerpo Policlonal Anti-Araf Para Wb, If/Icc Y Elisa - P10398

Número de artículo: CM0018735



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra ARAF humano, validado en WB, IF/ICC y ELISA. Adecuado para detectar ARAF en muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para la investigación de la señalización mitogénica y la diferenciación miogénica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra ARAF
Observaciones/Alias	PKS2; A-RAF; ARAF1; RAFA1; ARAF
Especie	Humana
GeneID (humano)	369
GeneID	369
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 371-606 de ARAF humano (NP_001645.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, de ratón y de rata
SWISS	P10398
Peso de la proteína	68 kDa
Envío	Bolsa de hielo