

Anticuerpo Policlonal Anti-Arap1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q96P48

Número de artículo: CM0015887



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra ARAP1 humano, validado para Western blot, inmunofluorescencia/inmunocitoquímica y ELISA. Detecta ARAP1 de ratón y rata. Adecuado para estudios del citoesqueleto de actina y del tráfico de membrana.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ARAP1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CENTD2; cnt-d2; ARAP1
Especie	Humano
ID del gen (humano)	116985
ID del gen	116985
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 834-1133 de ARAP1 humano (NP_001128662.1)
Fuente	conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, rata
SWISS	Q96P48
Peso de la proteína	162 kDa
Envío	Bolsa de hielo