

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Arc (Harc/Arg3.1) Para Wb, Elisa - Q7Lc44

Número de artículo: CM0030389



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta afinidad contra ARC/Arg3.1 humano, validado para WB y ELISA. Detecta ARC humano y de ratón; ideal para la investigación en plasticidad sináptica y neurociencia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	ARC Rabbit pAb
Observaciones/Alias	hArc; Arg3.1; ARC
Especie	Humano
GeneID (Humano)	23237
GeneID	23237
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-220 de ARC humano (NP_056008.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q7LC44
Peso de la proteína	45kDa
Envío	Bolsa de hielo