

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Arcn1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P48444

Número de artículo: CM0024374

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la subunidad delta del coatomero (ARCN1) para aplicaciones WB, IF/ICC, ELISA. Validado en humano, ratón, rata. Parte del complejo de coatomero implicado en el transporte del aparato de Golgi al RE.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ARCN1 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	COPD; SSMG; SRMMD; ARCN1
Especie	Humano
GeneID (humano)	372
GeneID	372
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 212-511 del ARCN1 humano (NP_001646.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P48444
Peso Proteico	57kDa
Envío	Bolsa de hielo