


Anticuerpo Policlonal Anti-Arf1 Para Wb, Elisa - P84077

Número de artículo: CM0028731



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra el factor 1 de ribosilación de ADP humano (ARF1, P84077). Validado para WB y ELISA; reacciona cruzadamente con ratón y rata. Adecuado para estudios de tráfico por el aparato de Golgi, plasticidad sináptica e interacciones huésped-patógeno.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ARF1 Rabbit pAb
Notas / Alias	PVNH8; ARF1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	375
GeneID	375
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 100-181 de ARF1 humano (P84077).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P84077
Peso Proteico	21kDa
Envío	Bolsa de hielo