


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Arf1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P84077

Número de artículo: CM0008017



Introducción

mAb de conejo contra ARF1 para Western blot, IF/ICC y ELISA. Validado en humano, ratón y rata. Dirigido contra el factor 1 de ribosilación de ADP, una pequeña GTPasa esencial para el transporte de proteínas y la función del aparato de Golgi.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra ARF1
Observaciones/Alias	PVNH8; ARF1
Especie	Humano
ID del gen (humano)	375
ID del gen	375
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 70-150 de ARF1 humano (P84077).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón y rata
SWISS	P84077
Peso de la proteína	21 kDa
Envío	Bolsa de hielo