

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Arf12 (Oryza Sativa Arf12) - Arf12

Número de artículo: CM0018999

Introducción

El Anticuerpo Policlonal de Conejo Anti-ARF12 detecta Oryza sativa ARF12 (Q0J951, 91kDa). Apto para WB y ELISA. Validado en arroz, este pAb es ideal para la investigación vegetal y estudios de señalización de auxinas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ARF12 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ARF8; ARF12; OsARF8; OsJ_16583
Especie	Oryza sativa
ID de Gen	4337363
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 710-818 de Oryza sativa ARF12. (Q0J951)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Oryza sativa
Peso Proteico	91kDa
Envío	Bolsa de hielo