

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Arf5 (Validado Por Ko) Para Wb, Elisa - P84085

Número de artículo: CM0024118



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra ARF5, validado para WB y ELISA en humanos, ratones y ratas. Ideal para estudiar el factor de ADP-ribosilación 5 en el tráfico de Golgi, la señalización de mTORC1 y el control de calidad lisosomal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ARF5 Rabbit pAb [Validado por KO]
Observaciones/Alias	ARF5; F5
Especie	Humano
GeneID (humano)	381
GeneID	381
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-180 de ARF5 humano (NP_001653.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P84085
Peso de la proteína	21 kDa
Envío	Bolsa de hielo