

Anticuerpo Monoclonal Anti-Arf5 Para Wb, If/Icc, Elisa - P84085

Número de artículo: CM0010122



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra ARF5 humano, validado para Western blot, inmunofluorescencia y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para estudiar el tráfico del Golgi y las vías de señalización de mTOR.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ARF5 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	ARF5; factor de ADP-ribosilación 5
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	381
ID del Gen	381
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 81-180 de ARF5 humano (P84085).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P84085
Peso Molecular de la Proteína	21 kDa
Envío	Bolsa de hielo