

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Arf5 Para Wb, Elisa - P84085

Número de artículo: CM0028662



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra ARF5 humano. Validado para Western blot (WB) y ELISA. Detecta ARF5 endógeno en muestras humanas, de ratón y de rata. Adecuado para investigación sobre tráfico del Golgi, señalización de mTORC1 y control de calidad lisosomal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ARF5 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	ARF5
Especie	Humano
GeneID	381
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-180 de ARF5 humano (NP_001653.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P84085
Peso Proteico	21kDa
Envío	Bolsa de hielo