

Anticuerpo Monoclonal Anti-Arf6 Para Wb, Elisa - P62330

Número de artículo: CM0003153



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-ARF6 validado para Western blot y ELISA, con reactividad cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para el estudio de la GTPasa ARF6 en reciclaje endocítico, dinámica del citoesqueleto y neurodesarrollo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ARF6 Rabbit mAb
Notas/Alias	ARF6; ADP-ribosilación factor 6
Especie	Humano
GeneID (Humano)	382
GeneID	382
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 76-175 de la ARF6 humana (P62330).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P62330
Peso Proteico	20kDa
Envío	Bolsa de hielo