

Anticuerpo Policlonal Anti-Arf6 Para Wb, If/Icc, Elisa - P62330

Número de artículo: CM0014576



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra ARF6 humano (P62330), validado para WB, IF/ICC y ELISA. Reconoce ARF6 humano, de ratón y de rata; adecuado para estudiar el tráfico de membranas y la dinámica del citoesqueleto.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ARF6 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ARF6
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	382
ID de Gen	382
Inmunógeno	Proteína recombinante: Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-175 del ARF6 humano (NP_001654.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P62330
Peso Proteico	20kDa
Envío	Bolsa de hielo