

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Arfgap1 Para Wb, Elisa - Q8N6T3

Número de artículo: CM0026369



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo ARFGAP1 de alta calidad validado para Western blot y ELISA. Detecta ARFGAP1 humano, de ratón y de rata. Ideal para la investigación del tráfico de membranas y la dinámica del aparato de Golgi.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ARFGAP1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ARF1GAP; HRIHFB2281; ARFGAP1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	55738
GeneID	55738
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-220 del ARFGAP1 humano (NP_001268411.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8N6T3
Peso Proteico	45kDa
Envío	Bolsa de hielo