

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Arfrp1 / Arp Para Wb, If/Icc, Elisa - Q13795

Número de artículo: CM0002588

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra ARFRP1/ARP humano (Q13795) para WB, IF/ICC, ELISA; reacciona cruzadamente con ratón y rata. Ideal para estudiar el tráfico del aparato de Golgi y el metabolismo de los lípidos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ARFRP1 / ARP Rabbit mAb
Observaciones/Alias	ARP; Arp1; ARL18; ARFRP1 / ARP
Especie	Humano
GenelD (Humano)	10139
GenelD	10139
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 102-201 de ARFRP1 / ARP humano (Q13795)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q13795
Peso Proteico	23kDa
Envío	Bolsa de hielo