

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Arfrp1 Para Wb Y Elisa - Q13795

Número de artículo: CM0017599

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-ARFRP1 para Western blot y ELISA. Reconoce ARFRP1 humano, de ratón y de rata, una GTPasa del trans-Golgi que regula la clasificación de proteínas y la lipidación de lipoproteínas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ARFRP1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ARP; Arp1; ARL18; ARFRP1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10139
GeneID	10139
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-201 de ARFRP1 humano (NP_001254476.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q13795
Peso Proteico	23kDa
Envío	Bolsa de hielo