


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Arginasa 1 (Arg1) Para Wb, If-P, Elisa - P05089

Número de artículo: CM0019168



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la arginasa 1 humana (ARG1), validado para Western blot, inmunofluorescencia/inmunoperoxidasa y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Adecuado para el estudio del ciclo de la urea y la regulación inmunitaria.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Arginasa 1 (ARG1), pAb de conejo
Observaciones/Alias	ARG1; arginasa-1; arginasa 1 (ARG1)
Especie	Humana
GeneID (humano)	383
GeneID	383
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-322 de la arginasa 1 humana (ARG1) (NP_000036.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, ratón, rata
SWISS	P05089
Peso de la proteína	35 kDa
Envío	Bolsa de hielo