


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Arginasa 2 (Arg2) Para Wb, Ihc-P, Elisa - P78540

Número de artículo: CM0003955



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra la Arginasa 2 (ARG2) humana, validado para WB, IHC-P y ELISA. Se dirige a la arginasa-2 mitocondrial, un regulador clave del metabolismo de la arginina, la respuesta inmune y la función endotelial. Ideal para investigación en inmunología y metabolismo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	mAb de conejo contra Arginasa 2 (ARG2)
Observaciones/Alias	ARG2; arginasa 2; Arginasa 2 (ARG2)
Especie	Humana
GeneID (humano)	384
GeneID	384
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 255-354 de la Arginasa 2 (ARG2) humana (P78540)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P78540
Peso molecular de la proteína	39kDa
Envío	Bolsa de hielo