

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Argonaute-2 (Eif2C2) Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Ukv8

Número de artículo: CM0030687



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra la proteína humana Argonaute-2 (AGO2/EIF2C2). Validado para Western blot, inmunofluorescencia y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación en ARNi y silenciamiento génico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de conejo anti-Argonaute-2
Observaciones/Alias	PPD; Q10; CASC7; EIF2C2; LESKRES; LINC00980; Argonaute-2
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	27161
ID del Gen	27161
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 47-115 de la proteína humana Argonaute-2 (NP_036286.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9UKV8
Peso Molecular de la Proteína	97kDa
Envío	Bolsa de hielo