

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Argonaute-2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Ukv8

Número de artículo: CM0002445



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad dirigido contra el Argonaute-2 humano (Ago2). Validado para Western blot, inmunohistoquímica y ELISA con reactividad cruzada a ratón y rata. Ideal para estudios de ARNi y expresión génica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Argonaute-2 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	PPD; Q10; CASC7; EIF2C2; LESKRES; LINC00980; Ago 2; Argonaute-2
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	27161
ID de Gen	27161
Inmunógeno	Péptido Sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9UKV8
Peso Proteico	97kDa
Envío	Bolsa de hielo