

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Argonaute-2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Ukv8

Número de artículo: CM0030556



Introducción

El Anticuerpo Policlonal de Conejo Anti-Argonaute-2 (pAb) validado para WB, IHC-P, ELISA en humano, ratón, rata. Argonaute-2 es un componente central del RISC que media el silenciamiento génico guiado por miRNA/siRNA para investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Argonaute-2 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	PPD; Q10; CASC7; EIF2C2; LESKRES; LINC00980; Argonaute-2
Especie	Humano
GeneID (humano)	27161
GeneID	27161
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 del Argonaute-2 humano (NP_036286.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9UKV8
Peso Proteico	97kDa
Envío	Bolsa de hielo