


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Arhgap1 Para Wb, Ip, Elisa - Q07960

Número de artículo: CM0027541



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra la proteína humana ARHGAP1, una proteína activadora de GTPasas Rho que regula Cdc42, Rac y Rho. Validado para WB, IP y ELISA; presenta reactividad cruzada con humano, ratón y rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ARHGAP1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	RHOGAP; RHOGAP1; CDC42GAP; p50rhoGAP; ARHGAP1
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	392
ID de Gen	392
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 210-439 de ARHGAP1 humana (NP_004299.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q07960
Peso Proteico	50kDa
Envío	Bolsa de hielo