

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Arhgap11B Para Wb Y Elisa - Q3Krb8

Número de artículo: CM0020840

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo ARHGAP11B de alta calidad para Western blot y ELISA. Dirigido contra ARHGAP11B humano (SWISS: Q3KRB8), una proteína específica de los homínidos crucial para el desarrollo del neocórtex. Ideal para investigaciones neurológicas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ARHGAP11B pAb de conejo
Observaciones/Alias	B'-T; FAM7B1; GAP (1-8); ARHGAP11B
Especie	Humano
GeneID (humano)	89839
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 218-267 de ARHGAP11B humano (NP_001034930.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q3KRB8
Peso de la proteína	30 kDa
Envío	Bolsa de hielo