

Anticuerpo Policlonal Anti-Arhgap22 Para Wb, Elisa - Q7Z5H3

Número de artículo: CM0022001

Introducción

Anticuerpo policlonal anti-ARHGAP22 de alta calidad validado para WB y ELISA. Detecta ARHGAP22 humano, reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación en angiogénesis y regulación de la transcripción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ARHGAP22 Conejo pAb
Observaciones/Alias	RhoGAP2; RhoGap22; ARHGAP22
Especie	Humano
GeneID (Humano)	58504
GeneID	58504
Inmunógeno	Proteína Recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 510-650 de ARHGAP22 humano (NP_001242953.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q7Z5H3
Peso Proteico	77kDa
Envío	Bolsa de hielo