

## Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Arhgap25 Para Wb, Ihc-P - P42331

Número de artículo: CM0017516



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra ARHGAP25 humano (proteína 25 activadora de GTPasa de Rho), adecuado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Validado en muestras humanas y de ratón. El inmunógeno corresponde a los aminoácidos 1-370.

[Aprende más](#)

| Parámetro                     | Valor                                                                                                                                  |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto           | ARHGAP25 Rabbit pAb                                                                                                                    |
| Observaciones/Alias           | KAIA0053; HEL-S-308; ARHGAP25                                                                                                          |
| Especie                       | Humano                                                                                                                                 |
| ID del gen (Humano)           | 9938                                                                                                                                   |
| ID del gen                    | 9938                                                                                                                                   |
| Inmunógeno                    | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-370 de ARHGAP25 humano (NP_001159748.1) |
| Origen                        | Conejo                                                                                                                                 |
| Categoría                     | Anticuerpos policlonales                                                                                                               |
| Aplicación                    | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                               |
| Reactividad cruzada           | Humano, Ratón                                                                                                                          |
| SWISS                         | P42331                                                                                                                                 |
| Peso molecular de la proteína | 73kDa                                                                                                                                  |
| Envío                         | Bolsa de hielo                                                                                                                         |