

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Arhgap4 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P98171

Número de artículo: CM0022493



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra ARHGAP4, una proteína activadora de GTPasas Rho implicada en la regulación de las fibras de estrés. Validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA; reacciona con especies humana, de ratón y de rata. Ideal para la investigación de células hematopoyéticas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ARHGAP4 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	C1; RGC1; p115; SrGAP4; RhoGAP4; ARHGAP4
Especie	Humana
GeneID (humano)	393
GeneID	393
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 900 hasta el extremo C-terminal de ARHGAP4 humano (NP_001158213.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, de ratón y de rata
SWISS	P98171
Peso proteico	105 kDa
Envío	Bolsa de hielo