

Anticuerpo Policlonal Anti-Arhgap44 Para Wb Y Elisa - Q17R89

Número de artículo: CM0028291

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra ARHGAP44/RICH2 humano (ID de gen: 9912). Validado en WB y ELISA; reacciona cruzadamente con ratón y rata. Ideal para explorar la señalización de Rho GTPasa, la plasticidad sináptica y la dinámica de las espinas dendríticas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ARHGAP44 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	RICH2; NPC-A-10; ARHGAP44
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	9912
ID de Gen	9912
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 666-772 de ARHGAP44 humano (NP_055674.4).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q17R89
Peso Proteico	89kDa
Envío	Bolsa de hielo