

Anticuerpo Policlonal Anti-Arhgef10L (Conejo) Para Wb Y Elisa - Q9Hce6

Número de artículo: CM0022695

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra ARHGEF10L (GrinchGEF), validado para Western blot y ELISA en muestras humanas y de rata. Dirigido contra un factor de intercambio de nucleótidos de guanina de Rho implicado en la regulación del citoesqueleto.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ARHGEF10L Rabbit pAb
Observaciones/alias	GrinchGEF; ARHGEF10L
Especie	Humana
ID del gen (humano)	55160
ID del gen	55160
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1120-1230 de ARHGEF10L humano (NP_001011722)
Fuente	Rabbit
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, rata
SWISS	Q9HCE6
Peso de la proteína	140 kDa
Envío	Bolsa de hielo