

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Arhgef11 Para Wb, Ihc-P, Elisa - O15085

Número de artículo: CM0025909



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo Anti-ARHGEF11 apto para Western blot (WB), inmunohistoquímica (IHC-P) y ELISA. Detecta ARHGEF11 humano y de ratón, un factor de intercambio de nucleótidos de guanina Rho involucrado en la regulación de la GTPasa RhoA y el crecimiento de neuritas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo ARHGEF11
Observaciones/Alias	GTRAP48; PDZ-RHOGEF; ARHGEF11
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	9826
ID del Gen	9826
Inmunógeno	Péptido sintético; un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 del ARHGEF11 humano (O15085).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	O15085
Peso Proteico	168kDa
Envío	Bolsa de hielo