


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Arhgef2 Para Wb Y Elisa - Q92974

Número de artículo: CM0028667



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra ARHGEF2 humano (GEF-H1), validado para WB y ELISA. Este intercambiador de nucleótidos de guanina de Rho regula la motilidad celular, la inmunidad innata y la permeabilidad epitelial, lo que lo hace valioso para la investigación en señalización y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ARHGEF2 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	GEF; Lfc; P40; GEFH1; LFP40; GEF-H1; NEDMHM; ARHGEF2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	9181
GeneID	9181
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 850-950 de ARHGEF2 humano (NP_001155855.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q92974
Peso Proteico	112kDa
Envío	Bolsa de hielo