

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Arhgef3 Para Wb Y Elisa - Q9Nr81

Número de artículo: CM0031007

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra ARHGEF3 humano (GEF3/STA3/XPLN), validado para WB y ELISA, detecta especies humana y de ratón. Adecuado para investigación sobre señalización de RhoA/RhoB y dinámica del citoesqueleto.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo ARHGEF3
Observaciones/Alias	GEF3; STA3; XPLN; ARHGEF3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	50650
GeneID	50650
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 287-526 de ARHGEF3 humano (NP_062455.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9NR81
Peso Molecular de la Proteína	60kDa
Envío	Bolsa de hielo