

Anticuerpo Policlonal Anti-Arhgef5 Para Ihc-P, Elisa - Q12774

Número de artículo: CM0019465

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra ARHGEF5 humano (Ephexina-3), validado para IHC-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Detecta una proteína de 177 kDa. Adecuado para estudios de señalización de Rho GTPasa, dinámica de actina y procesos oncogénicos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ARHGEF5 Conejo pAb
Observaciones/Alias	P60, TIM, GEF5, TIM1, ARHGEF5
Especie	Humano
GeneID (humano)	7984
GeneID	7984
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1248-1597 de ARHGEF5 humano (NP_005426.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q12774
Peso proteico	177kDa
Envío	Bolsa de hielo