

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Arhgef7 Para Wb, Elisa - Q14155

Número de artículo: CM0013218



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra ARHGEF7 humano (Beta-Pix/COOL-1), validado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano y ratón; detecta la proteína Rho GEF de ~90 kDa involucrada en la migración celular y la formación de sinapsis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ARHGEF7 Ac pAb de Conejo
Observaciones/Alias	P50; P85; PAK3; PIXB; COOL1; P50BP; COOL-1; P85SPR; BETA-PIX; P85COOL1; Nbla10314; ARHGEF7
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	8874
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-260 de ARHGEF7 humano (NP_001106984.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q14155
Peso Molecular de la Proteína	90kDa
Envío	Bolsa de hielo