

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Arhgef9 Para If/Icc Y Elisa - O43307

Número de artículo: CM0021741



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra ARHGEF9 humano (Colibistina), validado para IF/ICC y ELISA. Reconoce la proteína ARHGEF9 endógena, con un peso molecular previsto de 61 kDa. Ideal para la investigación en neurociencia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo anti-ARHGEF9
Observaciones/Alias	DEE8; PEM2; EIEE8; PEM-2; HPEM-2; COLLYBISTIN
Especie	Humana
GeneID (humano)	23229
GeneID	23229
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	O43307
Peso de la proteína	61 kDa
Envío	Bolsa de hielo