

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Arhgef9 Para Wb, Elisa - O43307

Número de artículo: CM0026943



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra ARHGEF9 humano (colibistina). Validado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Adecuado para investigación en neurociencia y sinapsis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo ARHGEF9
Observaciones/Alias	DEE8; PEM2; EIEE8; PEM-2; HPEM-2; COLLYBISTIN; ARHGEF9
Especie	Humano
ID del Gen	23229
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 307-516 de ARHGEF9 humano (NP_056000.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O43307
Peso Proteico	61kDa
Envío	Bolsa de hielo