

Anticuerpo Monoclonal Anti-Arid1A Para Ihc-P, If/Icc, Elisa - O14497

Número de artículo: CM0002468



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra ARID1A humana (SWISS: O14497). Adecuado para IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón, rata. Inmunógeno: fragmento de proteína recombinante (aa 1204-1314). Ideal para la investigación de remodelación de cromatina y oncología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ARID1A Rabbit mAb
Observaciones/Alias	ELD; B120; CSS2; OSA1; P270; hELD; BM029; MRD14; hOSA1; BAF250; C1orf4; BAF250a; SMARCF1; ARID1A
Especie	Humano
ID de Gen	8289 (Humano)
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1204-1314 de la ARID1A humana (O14497)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O14497
Peso Proteico	242kDa
Envío	Bolsa de hielo