

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Arid1A Para Wb, Elisa - O14497

Número de artículo: CM0023998



Introducción

ARID1A Rabbit pAb validado para WB y ELISA, reacciona con humano, ratón y rata. Ideal para investigación en remodelación de cromatina en desarrollo neural y regulación transcripcional.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ARID1A Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ELD; B120; CSS2; OSA1; P270; hELD; BM029; MRD14; hOSA1; BAF250; C1orf4; BAF250a; SMARCF1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	8289
GeneID	8289
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 2195-2285 de ARID1A humano (NP_006006.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O14497
Peso Proteico	242kDa
Envío	Bolsa de hielo