


Anticuerpo Policlonal Anti-Arid1B Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q8Nfd5

Número de artículo: CM0016408



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra ARID1B humano (BAF250B). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA; reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para la investigación de remodelación de la cromatina y la neurogénesis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ARID1B pAb de Conejo
Observaciones/Alias	CSS1; OSA2; 6A3-5; DAN15; MRD12; P250R; BRIGHT; BAF250B; SMARCF2; ELD/OSA1; ARID1B
Especie	Humano
GeneID (Humano)	57492
GeneID	57492
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 400-650 del ARID1B humano (NP_059989.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8NFD5
Peso Proteico	244kDa
Envío	Bolsa de hielo