


## Anticuerpo Policlonal Anti-Arid2 Para Wb, Ip, Elisa - Q68Cp9

Número de artículo: CM0025531



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra ARID2 humano (BAF200), una subunidad del complejo remodelador de cromatina SWI/SNF involucrada en la regulación transcripcional. Validado para aplicaciones de WB, IP y ELISA.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | pAb de Conejo ARID2                                                                                                                  |
| Observaciones/Alias | CSS6; p200; BAF200; SMARCF3; ARID2                                                                                                   |
| Especie             | Humano                                                                                                                               |
| GeneID (Humano)     | 196528                                                                                                                               |
| GeneID              | 196528                                                                                                                               |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1586-1835 de ARID2 humano (NP_689854.2) |
| Origen              | Conejo                                                                                                                               |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                                                             |
| Aplicación          | WB, IP, ELISA                                                                                                                        |
| Reactividad Cruzada | Humano                                                                                                                               |
| SWISS               | Q68CP9                                                                                                                               |
| Peso Proteico       | 197kDa                                                                                                                               |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                       |