


Anticuerpo Policlonal Anti-Arid3A Para Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q99856

Número de artículo: CM0026935



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo ARID3A para WB, IHC-P, IP, ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Validado para la investigación de diferenciación de células B y del ciclo celular. Peso proteico 63kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ARID3A pAb Conejo
Observaciones/Alias	DRIL1; DRIL3; BRIGHT; E2FBP1; ARID3A
Especie	Humano
ID de Gen	1820
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 324-593 del ARID3A humano (NP_005215.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q99856
Peso Proteico	63kDa
Envío	Bolsa de hielo