

Anticuerpo Monoclonal Anti-Arid5A De Ratón Para Wb Y Elisa - Q03989

Número de artículo: CM0007679

Introducción

Anticuerpo monoclonal de ratón anti-ARID5A validado para WB y ELISA. Reacciona con la ARID5A humana y de ratón (64 kDa). Ideal para el estudio de la regulación transcripcional, la diferenciación de condrocitos y las respuestas inflamatorias.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ARID5a mAb de Ratón
Observaciones/Alias	MRF1; MRF-1; RP11-363D14
Especie	Humana
GeneID (Humano)	10865
GeneID	10865
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-594 de la ARID5a humana (Q03989).
Origen	Ratón
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	Q03989
Peso Proteico	64 kDa
Envío	Bolsa de hielo