

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Arih1 Para Wb Y Elisa - Q9Y4X5

Número de artículo: CM0020845



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra ARIH1, una E3 ubiquitina-proteína ligasa involucrada en la ubiquitinación y la respuesta al daño del ADN. Validado para WB y ELISA en muestras humanas, de ratón y rata. Ideal para estudios de la vía de la ubiquitina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ARIH1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ARI; HARI; HHARI; UBCH7BP; ARIH1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	25820
GeneID	25820
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 400 y el extremo C-terminal de ARIH1 humano (NP_005735.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9Y4X5
Peso de la proteína	64kDa
Envío	Bolsa de hielo