


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Arl1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P40616

Número de artículo: CM0014505



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-ARL1 validado para western blot, inmunofluorescencia/ICC y ELISA. Detecta ARL1 humana, de ratón y de rata, una GTPasa asociada al aparato de Golgi implicada en el tráfico vesicular. Ideal para investigación básica y desarrollo de diagnósticos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ARL1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ARFL1; ARL1
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	400
ID de Gen	400
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 62-181 de ARL1 humana (NP_001168.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P40616
Peso Proteico	20kDa
Envío	Bolsa de hielo