

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Arl13B Para Wb, If/Icc, Elisa - Q3Sxy8

Número de artículo: CM0025893

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra ARL13B (JBTS8/ARL2L1) humano, validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para el estudio de cilios, desarrollo neural y síndrome de Joubert. Peso predicho de 49 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Descripción
Nombre del producto	ARL13B Rabbit pAb
Abreviaturas / Sinónimos	JBTS8; ARL2L1; ARL13B
Especie	Humano
GeneID	200894
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-240 de ARL13B humano (NP_878899.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q3SXY8
Peso de la proteína	49kDa
Envío	Bolsa de hielo