

Anticuerpo Policlonal Anti-Arl2 Para Wb, Elisa - P36404

Número de artículo: CM0029853



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo Anti-ARL2 validado para WB y ELISA, con reacción cruzada con ratón y rata. Reconoce ARL2 humano (P36404). Ideal para estudios del ciclo celular, mitocondriales y del citoesqueleto.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ARL2 pAb de Conejo
Observaciones/Alíase	ARFL2; MRCS1; ARL2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	402
GeneID	402
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-184 de ARL2 humano (NP_001658.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reacción Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	P36404
Peso Proteico	21kDa
Envío	Bolsa de hielo