

Anticuerpo Policlonal Anti-Arl3 Para Wb, If/Icc, Elisa - P36405

Número de artículo: CM0022794

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo ARL3 de alta calidad para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón, rata. Inmunógeno recombinante, objetivo de 20kDa. Ideal para investigación de cilios, ciclo celular y tráfico de proteínas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ARL3 pAb Conejo
Observaciones/Alias	RP83; ARFL3; JBTS35; ARL3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	403
GeneID	403
Inmunógeno	Proteína Recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-182 del ARL3 humano (NP_004302.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P36405
Peso Proteico	20kDa
Envío	Bolsa de hielo