

## Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Arl4D Para Wb, Ihc-P, Elisa - P49703

Número de artículo: CM0024094

### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido a ARL4D. Adecuado para aplicaciones de WB, IHC-P y ELISA con reactividad cruzada para humano, ratón y rata. Apoya la investigación de procesos celulares mediados por GTPasas.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | ARL4D Rabbit pAb                                                                                                                                              |
| Observaciones/Alias | ARF4L; ARL4D                                                                                                                                                  |
| Especie             | Humano                                                                                                                                                        |
| GeneID (Humano)     | 379                                                                                                                                                           |
| GeneID              | 379                                                                                                                                                           |
| Inmunógeno          | Proteína recombinante   Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 92-201 de la ARL4D humana (NP_001652.2). |
| Origen              | Conejo                                                                                                                                                        |
| Categoría           | Anticuerpos policlonales                                                                                                                                      |
| Aplicación          | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                                              |
| Reactividad cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                                                                           |
| SWISS               | P49703                                                                                                                                                        |
| Peso de la proteína | 22kDa                                                                                                                                                         |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                                                |