


Anticuerpo Policlonico Anti-Arl6 De Conejo Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9H0F7

Número de artículo: CM0026039



Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo dirigido a ARL6 humano (BBS3, NP_115522.1). Validado para WB, IHC-P, ELISA; reacciona cruzadamente con ratón. Ideal para estudios de tráfico ciliar y síndrome de Bardet-Biedl. ~21 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ARL6 Rabbit pAb
Notas/Alias	BBS3; RP55; ARL6
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	84100
ID del Gen	84100
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene los aminoácidos 1-186 de ARL6 humano (NP_115522.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9H0F7
Peso Molecular	21kDa
Envío	Bolsa de hielo