

Anticuerpo Policlonal Anti-Arl6Ip1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q15041

Número de artículo: CM0023584

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra ARL6IP1, validado para Western blot, IHC-P y ELISA. Adecuado para muestras de humano, ratón y rata. Útil para investigaciones sobre apoptosis, túbulos del RE y transporte de glutamato.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	ARL6IP1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	AIP1; ARMER; SPG61; ARL6IP; ARL6IP1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	23204
GeneID	23204
Inmunógeno	Péptido Sintético: Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 del ARL6IP1 humano (NP_055976.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q15041
Peso Proteico	23kDa
Envío	Bolsa de hielo