

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Arl6Ip4 Para Ihc-P Y Elisa - Q66Pj3

Número de artículo: CM0020951

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra ARL6IP4 humano (SRp25/SRp37), validado para IHC-P y ELISA. Ideal para estudios de splicing alternativo e investigación de factores huésped del HSV-1. Presenta reactividad cruzada con humano. Peso proteico de 26kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ARL6IP4 pAb de conejo
Notas/Alias	SR-25; SRp25; SFRS20; SRp37; ARL6IP4
Especie	Humano
GeneID (Humano)	51329
GeneID	51329
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 313-402 de ARL6IP4 humano (NP_057722.3).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q66PJ3
Peso proteico	26kDa
Envío	Bolsa de hielo